



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@nccd.gov.mn,
<http://www.nccd.gov.mn>

2022-08-24 № 2/1368

танай _____ -ны № _____ -т

**ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төв нь “ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа”-д ашиглах урвалж оношлуур, лабораторийн дагалдах хэрэгсэл худалдан авах тул сонирхсон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д заасны дагуу үнийн саналыг 2022 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор tender@nccd.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Хавсралт 3. хуудас

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ Ц. БИЛЭГТСАЙХАН



My document/2022 alban toot

ХӨСҮТ-ийн 2022 оны ... тоот
албан бичгийн хавсралт

УКЕ0153

**“ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа”-д шаардлагатай
оношлуурын жагсаалт**

№	Оношлуур	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Хугацаа
1	HIV 1/2, Rapid test, /1x100/	Үүт	15	Bioline (Abbot)/Alere Determine (Japan) оношлууртай дүйцэхүйц. ХДХВ-1/2 илрүүлнэ. Шинжилгээний хариу дүгнэх хугацаа 15 минут. Шинжилгээний арга: Lateral flow, Хадгалах нөхцөл: 2-30°C, хадгалах хугацаа: 18 сар, сорьцны төрөл: ийлдэс/сийвэн/бүхэл цус, Мэдрэг чанар: ХДХВ-1 эерэг 100%, ХДХВ-2 эерэг 100%, ХДХВ-1 дэд хэв шинж А-G 100%, ХДХВ-1 групп О 100%, Европ 100%, Америк 100%, Ази 100%, Африка 99.91%, Өвөрмөц чанар: нийт 99.75%, pre-qualified by the WHO and enrolled in USAID List of Approved HIV/AIDS Rapid Test Kits. CE marked, For in-vitro diagnostic use only.	
2	RPR –ийн оношлуур /1x500/	Хайрцаг	13	Biorex (UK) оношлууртай дүйцэхүйц. Тэмбүү өвчний ийлдэс судлалын шинжилгээнд хэрэглэнэ. Шинжилгээний арга: macroscopic non-treponemal flocculation card test, qualitative (slide method), semi-quantitative (slide method – serial dilution) Хадгалах нөхцөл: 2-8°C, хадгалах хугацаа: 18 сар, сорьцны төрөл: ийлдэс/сийвэн, Мэдрэг чанар: Upto 1:256 dilution in quantitative test method, For in-vitro diagnostic use only. CE marked	Гэрээ байгуулагдсан өдрөөр 50 хувь нийлүүлэлт хийгдэнэ
3	TPHA ийн оношлуур /1x200/	хайрцаг	8	Biorex (UK) оношлууртай дүйцэхүйц. Тэмбүү өвчний ийлдэс судлалын шинжилгээнд тэмбүүгийн эсрэг бие	

				илрүүлэхэд хэрэглэнэ. Шинжилгээний арга: qualitative, semi-quantitative (serial dilution) Хадгалах нөхцөл: 2-8°C, хадгалах хугацаа: 18 сар, сорыцны төрөл: ийлдэс/сийвэн, Мэдрэг чанар: 100%, өвөрмөц чанар: 100%, аналитик мэдрэг чанар – тэмбүүгийн IgG ба IgM 0.1 – 0.025 IU/ml илрүүлнэ, For in-vitro diagnostic use only. CE marked	
--	--	--	--	--	--

**ХДХВ, тэмбүүгийн тархалтын тандалт судалгаа"-д шаардлагатай
лабораторийн дагалдах хэрэгслийн жагсаалт**

№	Лабораторын дагалдах хэрэгсэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Техникийн үзүүлэлт	Хугацаа
1	Пипеткийн хошуу 10-200 мкл, /1x1000/	уут	20	DNAse/ RNAse-free, Human DNA-free, Бүх төрлийн автомат пепитканд таардаг байх, SPL, Jet Biofil брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх.	
2	Пипеткийн хошуу 200-1000 мкл, /1x1000/	уут	4	DNAse/ RNAse-free, Human DNA-free, Бүх төрлийн автомат пепитканд таардаг байх, SPL, Jet Biofil брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх.	
3	Пипеткийн хошуу ф/тэй, 10-200 мкл, /1x96/	хайрцаг	20	DNAse/ RNAse-free, Human DNA-free, Бүх төрлийн автомат пепитканд таардаг байх, Хошуу нь дотор талдаа фильтртэй байх, SPL, Jet Biofil брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх.	
4	Пипеткийн хошуу ф/тэй, 100-1000 мкл, /1x96/	хайрцаг	10	DNAse/ RNAse-free, Human DNA-free, Бүх төрлийн автомат пепитканд таардаг байх, Хошуу нь дотор талдаа фильтртэй байх, SPL, Jet Biofil брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх.	
5	"U" ёроолтой самбар, 96 нүхтэй, /1x1/	ширхэг	75	1 мл хэмжээтэй 96 худагтай, U ёроолтой TRNA шинжилгээний хавтан, Jet Bio Fil брендийнхтэй чанарын хувьд дүйцэхүйц байх.	Гэрээ байгуулагдсан ёдрөөр 100 хувь нийлүүлэлт хийгдэнэ
6	Ийлдэс ялгах тюбе Эргэдэг тагтай хайрцагтайгаа /Эплендорф 2 мл /1x100/,	хайрцаг	18	Non-cytotoxic, Non-pyrogenic, DNAse/ RNAse-free, Human DNA-free, Material-PP, Color-Clear, RCF Rating-20,000 x g, Total volume 1.5ml, Таг нь зөвлөн нээгддэг, сайн лацдаг	
7	Ийлдэс ялгах тюбе дардаг тагтай	уут	7		

	/Эплендорф 2 мл / 1x200,				байх, SPL, Jet Bio Fil болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх.	
8	Ийлдэс хадгалах хайрцаг, 81 нүхтэй	ширхэг	20		Ийлдэс хадгалах эффендорпийн тюб хадгалах пластик хайрцаг, Jet Bio Fil болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх.	
9	Вакумтейнер зүйтэйгээ edta+gel,	Ширхэг	1300		K2E K2EDTA болон гельтэй плазм ялгах тюб вакуум тюб, цус авах зүүний хамт (K2EDTA separator tubes) Hebei Xinle болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх.	
10	Вакумтейнер зүйтэйгээ gel шар	Ширхэг	1300		Цус бүлэгнуулэгчтэй эсвэл нэмэлтгүй (хоосон) гельтэй ийлдэс ялгах тюб вакуум тюб, цус авах зүүний хамт (K2EDTA separator tubes) Hebei Xinle болон түүнтэй дүйцэхүйц чанартай байх.	